

Protocollo e prodotti per :
6 TRATTAMENTI PROFESSIONALI

eva



Box contenente 6 fiale - 5 ml cad.

EVA BIOSTIMULATION LIFT

LOTION

lozione liftante

**È una lozione liftante contenente aha, estratto di
nannochlorosis oculata, glicina, lisina.**

Inserire la fiala Eva BioStimulation Lift nell'aerografo e nebulizzare sulla zona da trattare.

INGREDIENTI: AQUA, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, ETHOXYDIGLYCOL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, ALGAE EXTRACT, PULLULAN, GLUCOSE, SODIUM GLUTAMATE, UREA, LACTIC ACID, SODIUM PCA, TRITICUM VULGARE, GLYCINE SOYA, PANTHENOL, GLYCINE, LYSINE, GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, MALIC ACID, TARTARIC ACID, CITRIC ACID, DISODIUM EDTA, SODIUM DEHYDROACETATE, IMIDAZOLIDINYL UREA, POTASSIUM SORBATE.

Trattamento

EVA BIOSTIMULATION LIFT

BIOSTIMOLAZIONE LIFTANTE

FASE 1: DETERSIONE

Prima di sottoporsi al trattamento detergere accuratamente la zona da trattare.

FASE 2 : NEBULIZZAZIONE LOZIONE

Inserire la fiala EVA BIOSTIMULATION LIFT nell'aerografo e nebulizzare sulla zona da trattare.

FASE 3: TECNOLOGIA EVA

Accendere Eva Led e procedere con il trattamento